

# GANTS VINYLE STRETCH NON POUDRÉS MEDICLINIC - boîte de 100 gants

Référence 05610



Prix du produit :

**2,49 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Les **gants vinyle stretch non poudrés Mediclinic** conviennent aux gestes d'examen et de protection courants grâce à leur composition sans latex, leur souplesse et un AQL de **1,5**. Conditionnés en **boîte de 100 gants**, ils assurent un usage pratique au quotidien. Existe en plusieurs tailles.

EN 374, EN 455 • AQL 1,5 • Sans latex • Boîte de 100

Description du produit :

Gants vinyle stretch Mediclinic, souplesse pour les gestes quotidiens

Ces gants vinyles sont adaptés aux soins courants, aux manipulations rapides et aux besoins de protection à usage unique. Les **gants vinyle stretch non poudrés Mediclinic** sont fabriqués en **P.V.C** pour offrir une bonne aisance de mouvement et une perception tactile appréciable.

Leur formulation **sans latex** et leur finition **non poudrée** répondent aux contextes où la limitation des particules et des sensibilités est recherchée. Le vinyle stretch facilite l'enfilage et accompagne les gestes précis lors d'examens ou de préparations de matériel.

Présentés en **boîte de 100 gants**, ils trouvent facilement leur place dans les espaces de soins et de consultation. Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, EHPAD, laboratoires, centres de soins et métiers de l'esthétique.

## Points forts

- **Matière vinyle stretch** : plus souple qu'un vinyle standard, elle améliore l'aisance de port lors des gestes répétés et des utilisations de courte durée.
- **Composition sans latex** : adaptée aux environnements où l'on souhaite limiter l'exposition aux protéines naturelles du latex.
- **Finition non poudrée** : réduit les résidus de poudre sur les mains, les surfaces de travail et le matériel manipulé.
- **Bonne sensibilité tactile** : permet de conserver de la précision pendant les examens, les changes ou la préparation d'accessoires.
- **Ambidextres à usage unique** : distribution rapide, mise en place simple et gestion facilitée au poste de travail.
- **AQL 1,5** : niveau de qualité adapté aux exigences des usages professionnels recherchant une barrière hygiénique fiable.

## Caractéristiques techniques

**Garantie** : 2 ans

**Marque** : Mediclinic

**Fabricant** : Mediclinic

**Type de produit** : Gants d'examen ambidextres

**Matériau** : P.V.C

**Composition** : Vinyle stretch synthétique sans latex, sans dioctylphtalate

**Couleur** : Translucide / naturel

**Utilisation** : Usage unique

**Poudrage** : Non poudrés

**Stérilisation** : Non stérile

**AQL** : 1,5

**Conditionnement** : Boîte distributrice de 100 gants

**Formats disponibles** : S, M, L, XL

**Température d'utilisation** : Conservation entre 10°C et 25°C

**Contact alimentaire** : Oui

**Tailles** : Medium (7/8) ; Small (6/7) ; X-Large (9/10)

## Normes & sécurité

**Norme** : EN 374-1/2/3

**Norme** : EN 455-1/2/3/4

**Règlement** : UE 2017/745

**Règlement** : UE 2016/425

**Règlement** : UE 10/2011

**AQL** : 1,5

**Marquage** : CE

**Fabricant** : Mediclinic

Lire attentivement la notice avant utilisation

### Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le poste de soins, les gels hydroalcooliques s'utilisent avant et après le port des gants. Les masques chirurgicaux accompagnent les examens de proximité, tandis que les compresses sont utiles pour les soins courants et la préparation du matériel.