

Boîte à aiguilles DASRI Picador® pour déchet perforant, coupant et tranchant

Référence 05607



Prix du produit :

3,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Boîtes collecteurs pour déchets DASRI homologuées pour le transport. Disponibles en 4 volumes. Fabrication française.

Description du produit :

Boîtes jaunes pour collecter vos déchets DASRI !

Fabriquées en polypropylène, les **collecteurs de déchets perforants et coupants Picador®** sont conçus pour une sécurité d'utilisation maximale : pour éviter tout contact avec des zones infectées, le volet est activé d'un seul doigt par pression sur un bouton.

Ces [boîtes à déchets DASRI](#) sont conformes à la norme NFX30-500 : perforation, étanchéité, chocs, résistance des poignées...

Homologuées pour le transport par route, fer et mer des matières infectieuses code ONU 3291 (ADR, RID et IMDG/11).

Contrôle de fabrication attesté par le BVT garantissant une production selon les caractéristiques homologuées (ART.10-8 Arrêté TMD du 29/05/2009). Conformité à l'Arrêté DGS du 06/01/2006 (SANP0620127A).

Incinération sans risque d'émanations nocives.

Autoclavage à 134°C.

Fabriqués en France, nos emballages vous garantissent le conditionnement en toute sûreté de vos déchets DASRI : déchets perforants, coupants et tranchants. Ils sont adaptés à la collecte des déchets à risque infectieux.

Caractéristiques techniques :

- Montage sans effort, par clipsage
- Ouverture et fermeture ambidextre du volet par pression d'un doigt sur un bouton. Système breveté.
- Verrouillage provisoire
- Fermeture définitive inviolable par pression sur le volet (avec indicateur de verrouillage)
- Large orifice d'introduction : dépôt à plat des objets même volumineux, visualisation et optimisation du remplissage
- **Encoches de désolidarisation universelles (aiguilles, stylos à insulines, lames de bistouri...)**
- Grande stabilité : base large
- Portabilité aisée : poignées et formes ergonomiques
- Support de fixation intégré pour attacher la boîte à tout type d'objet. Système breveté.

Disponible en 4 modèles :

- **1,5 L** : dimensions L 185 mm x l 130 mm x h 120 mm Ouverture 10 x 5,5 cm
- **2,5 L** : dimensions L 185 mm x l 130 mm x h 200 mm Ouverture 10 x 5,5 cm
- **3,5 L** : dimensions L 227 mm x l 160 mm x h 168 mm Ouverture 10 x 5,5 cm
- **7,5 L** : dimensions L 227 mm x l 160 mm x h 390 mm Ouverture 10 x 5,5 cm

Commandez 5 boîtes et profitez de nos tarifs dégressifs !

[Découvrez nos autres collecteurs d'aiguilles et déchets DASRI](#)