

Poignée rechargeable Heine Beta® 4 USB

Référence 05679



Prix du produit :

304,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

Poignée rechargeable compatible avec les instruments de diagnostic Heine 3,5 V et LED. La poignée est équipée d'une batterie Li-ion permettant d'éviter d'utiliser des piles.

Description du produit :

Poignée rechargeable pour otoscope Heine Beta

La poignée Heine Beta® 4 USB peut être rechargée sans problème sur n'importe quel port USB. Elle est compatible avec tous les instruments Heine 3,5 V XHL et LED ([otoscopes](#), [ophtalmoscopes](#), etc).

Entièrement rechargeable par USB, la poignée Heine Beta® 4 USB est fournie avec un câble USB et un bloc d'alimentation secteur homologué pour les applications médicales (E4-USB). La poignée Heine peut donc être rechargée grâce à un ordinateur, par le bloc secteur fourni ou un autre chargeur USB.

Cette poignée est compatible avec les [instruments de diagnostic](#) Heine 3,5 V et LED.

Avec la technologie Li-Ion, le chargement s'effectue sans problème quel que soit le niveau de charge de la batterie et l'autonomie est plus élevée. La batterie est protégée contre la décharge totale, ce qui lui garantit une durée de vie maximale.

Ergonomique, la surface en métal haute qualité est légèrement moletée pour être antidérapante tout en étant facile à nettoyer et à désinfecter.

Un module de séparation galvanique exclusif protège la poignée et l'utilisateur des conséquences de connecteurs défectueux.

Le culot de la **poignée rechargeable Heine Beta® 4 USB** est équipé d'un indicateur de charge. Le voyant est orange en cas de batterie faible, clignote en vert lors du chargement et s'allume en vert continu pour signaler que la poignée est rechargée.

Compatible avec l'[otoscope Heine Beta® 400 F.O. LED](#).

Garantie 5 ans. CE.