

Poignée rechargeable Heine Beta® 4 NT pour chargeur NT 4

Référence 05680



Prix du produit :

229,49 € taxe inclu

Description brève du produit :

La poignée Heine Beta® 4 NT se recharge grâce au socle de table Heine® NT 4. Elle est compatible avec tous les instruments Heine 3,5 V XHL et LED (otoscopes, ophtalmoscopes, etc).

Description du produit :

La poignée Heine Beta® 4 NT se recharge grâce au socle de table Heine® NT 4. Elle est compatible avec tous les instruments Heine 3,5 V XHL et LED (otoscopes, ophtalmoscopes, etc).

Facilement emboîtable dans son [chargeur Heine® NT 4](#) et toujours à portée de main, la **poignée Heine Beta® 4 NT** a un temps de chargement court : en **2 à 6 heures** (suivant la batterie restante). Durant le chargement l'anneau du boîtier clignote en bleu. Une fois la batterie chargée le socle s'allume de manière constante. La poignée ne tombera jamais en panne au cours d'un examen si elle est en permanence posée sur son socle.

Cette poignée est compatible avec les [instruments de diagnostic](#) Heine 3,5 V et LED.

Avec la technologie Li-Ion, le chargement s'effectue sans problème quel que soit le niveau de charge de la batterie et l'autonomie est plus élevée. La batterie est protégée contre la décharge totale, ce qui lui garantit une durée de vie maximale.

Ergonomique, la surface en métal haute qualité est légèrement moletée pour être antidérapante tout en étant facile à nettoyer et à désinfecter.

Un module de séparation galvanique exclusif protège la poignée et l'utilisateur des conséquences de connecteurs défectueux.

Le culot de la **poignée rechargeable Heine Beta® 4 NT** est équipé d'un indicateur de charge. Le voyant est orange en cas de batterie faible, clignote en vert lors du chargement et s'allume en vert continu pour signaler que la poignée est rechargée.

Compatible avec l'[otoscope Heine Beta® 400 F.O. LED](#).

Garantie 5 ans. CE.