

Otoscope Heine Beta® 200 F.O. LED - Tête seule

Référence 05682



LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.

Prix du produit :

294,78 € taxe inclu

Description brève du produit :

Nouveau ! L'otoscope Heine Beta® 200 F.O. existe maintenant avec technologie à LED !

Description du produit :

L'[otoscope](#) Heine Beta® 200 F.O. LED est un [outil de diagnostic](#) précis et de grande qualité grâce à sa lumière à Fibre Optique et à la technologie avancée à LED.

L'éclairage distal par **fibres optiques** (F.O.) confère à l'otoscope Heine Beta® 200 F.O. LED une illumination uniforme claire et une vue sans ombre de l'oreille et du tympan du patient.

La LED a une durée de vie presque illimitée (jusqu'à 100 000 heures en fonctionnement). La lumière LED en HQ est claire, puissante (77 000 lux avec spéculum) et totalement homogène pour un rendu des couleurs plus fidèle. Le **grossissement 3 x** montre de manière précise l'intérieur de l'oreille, sans distorsion en périphérie de l'image.

Pour une utilisation quotidienne dans le cabinet médical, l'**otoscope Heine Beta® 200 F.O. LED** est outil robuste. La grande fenêtre d'observation est résistante aux rayures comme elle est constituée d'un verre optique spécial. Intégrée, elle peut quand même pivoter sur le côté.

L'otoscope Heine Beta® 200 F.O. LED a un **boîtier en métal chromé mat** très résistant, il lui procure donc une grande longévité et est facile à nettoyer.

Cet otoscope peut être utilisé pour le **test pneumatique du tympan** avec soufflerie, grâce à son raccord intégré fiable.

L'otoscope Heine Beta® 200 F.O. LED est **vendu seul**, il convient d'ajouter une poignée rechargeable Heine pour qu'il fonctionne :

- [Poignée rechargeable Heine Beta® 4 USB](#) : avec chargement par câble USB
- [Poignée rechargeable Heine Beta® 4 NT](#) : pour [chargeur de table Heine NT 4](#)

Garantie 5 ans. CE.

Accessoires :

[Loupe de rechange](#)