

Pince de Michel Comed double usage en acier inoxydable 13 cm

Référence 01149



Prix du produit :

10,88 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pince médicale permettant de poser ou de retirer des agrafes de 12 à 13 cm. Meilleur rapport qualité/prix. Pour médecins, chirurgien, urgentistes...

Description du produit :

Pince de Michel Comed double usage

Pour la pose et le retrait des agrafes de Michel.

En acier inoxydable.

Cette pince de Michel est autoclavable (134° C pendant 18 min).

Taille : 13 cm.

Marquage CE.