

# Stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™

Référence 05830



Prix du produit :

**189,82 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le tout nouveau [stéthoscope](#) Littmann® avec une acoustique améliorée ! Disponibles en 11 coloris.

Description du produit :

**Offert !**





Achetez un stéthoscope 3M Littmann et accédez **gratuitement** à notre application d'apprentissage interactif !

**Entendez mieux. Apprenez mieux.**

L'application vous permet de :

- développer vos compétences diagnostiques à l'aide de scénarios d'auscultation
- écouter des sons cardiaques et pulmonaires réels pour identifier différentes pathologies
- suivre vos progrès et tester vos connaissances.

**BONUS :** Contenu PREMIUM accessible avec le numéro gravé sur le pavillon de votre stéthoscope.





**Stéthoscope haute sensibilité spécial cardiologie pour enfants et adultes !**

Le nouveau [stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™](#) est une version améliorée des modèles précédents avec une nouvelle conception et de nouveaux matériaux pour une acoustique perfectionnée. La dernière nouveauté de stéthoscope pour le spécialiste !

Lors d'une auscultation et pour établir le bon [diagnostic médical](#), les sons qui s'entendent à peine sont souvent les plus importants. Le dernier stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™ est

un concentré des meilleures technologies et matériaux, au service de la médecine.

Le nouveau stéthoscope Cardiology IV™ est conçu pour vous aider à capter les sons à peine perceptibles, ceux qui permettront d'avoir un diagnostic encore plus précis.

## **2 membranes double fréquence**

Le **stéthoscope Cardiology IV** possède deux membranes double fréquence en une seule pièce pour une meilleure qualité acoustique des sons de haute fréquence (avec une pression). Le double pavillon est polyvalent avec un côté pour les adultes et un autre pour les enfants.

**Le stéthoscope Cardiology IV™ est idéal pour les urgentistes, réanimateurs et pour les consultations extérieures.**

Cette membrane double fréquence est facile à installer et à nettoyer grâce à surface lisse et sans aspérité.

Le **côté pédiatrique** est polyvalent et peut se transformer en **cloche traditionnelle** en remplaçant simplement la membrane par une [bague anti-froid](#).

La **tubulure nouvelle génération** est plus résistante aux fluides cutanés et à l'alcool, et est également moins salissante, pour une plus longue durée de vie.

Le pavillon est usiné avec précision pour une forme esthétique et moins anguleuse. Il dispose d'un indicateur du côté ouvert.

### ***Caractéristiques techniques :***

- Double pavillon en acier inoxydable : Ø 43 mm et Ø 33 mm
- Deux membranes double fréquence en époxy / fibre de verre
- Bagues anti-froid en PVC
- Bague anti-froid pour le petit pavillon fournie
- Double tubulure en polychlorure de vinyle avec double conduit interne
- Lyre en alliage très léger (type aérospatial)
- Embouts auriculaires étanches et clipsés en silicone hypoallergénique
- Poids net du stéthoscope : 177 g
- Longueur totale : 69 cm.

**Garantie 7 ans. CE.**

**Un large choix de coloris !**

CARDIOLOGY IV PERSONNALISABLES



## Vidéo Stéthoscope cardiology IV

Pour en savoir plus et pour avoir une meilleure vision du produit, visionnez la [vidéo de présentation du stéthoscope Littmann Cardiology IV](#).

Vous pouvez télécharger le [flyer de présentation du stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™](#).



Dispositif médical de Classe I selon la directive 93/42 CEE. Marquage CE. [Voir les mentions](#)

légales

**Tableau comparatif des stéthoscopes 3M Littmann**



**Choisissez le stéthoscope Littmann® qui vous correspond le mieux !**

Les stéthoscopes 3M™ Littmann® vous offrent de très bonnes performances acoustiques, de qualité élevée et constante ainsi qu'une valeur ajoutée exceptionnelle. Presque tous les stéthoscopes Littmann® utilisent la technologie de la membrane double fréquence, une invention 3M qui vous donne la capacité d'entendre différents sons de hautes et basses fréquences sans tourner le pavillon ni changer de foyer d'auscultation.

**Expérimentez le pouvoir de la membrane double fréquence :**



**PRESSION LEGÈRE :**  
Exercez une légère pression sur le pavillon pour entendre les sons de basses fréquences.



**PRESSION FERME :**  
Exercez une pression ferme sur le pavillon pour entendre les sons de hautes fréquences.

Infirmiers		"Classic"				"Cardiology"			Electronique				
<b>6</b> Performance Acoustique Idéal pour la mesure de la pression artérielle et les examens cliniques de base.		<b>7-8</b> Performance Acoustique Fiable, outil d'examen clinique et de surveillance du patient.				<b>9-10</b> Performance Acoustique Conçus pour répondre aux besoins des professionnels de santé. Garantissent une qualité acoustique exceptionnelle afin de fournir le meilleur diagnostic possible.			<b>10+</b> Performance Acoustique Auscultation de haute précision. Capacité d'écoute améliorée grâce à l'amplification et la réduction des bruits ambiants.				
<b>Stéthoscope Lightweight II S.E.</b>	<b>Stéthoscope Select</b>	<b>Stéthoscope Classic II Pédiatrique et Nouveau-né</b>	<b>Stéthoscope Classic II S.E.</b>	<b>Stéthoscope Classic III™</b>	<b>Stéthoscope Master Classic II™</b>	DISPONIBLE MAINTENANT			<b>Stéthoscope Cardiologie III™</b>	<b>Stéthoscope Cardiologie IV™</b>	<b>Stéthoscope Master Cardiologie™</b>	<b>Stéthoscope Electronique Modèle 3100</b>	<b>Stéthoscope Electronique Modèle 3200</b>
Double pavillon ovoidal 118 grammes Membrane double fréquence Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 54 mm	Simple pavillon 120 grammes Membrane double fréquence Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 44 mm	Double pavillon 105 grammes Garantie 3 ans Pavillon : Pédiatrique Dia. 25-33 mm Nouveau-né Dia. 19-27 mm	Double pavillon 135 grammes Membrane double fréquence Garantie 3 ans Pavillon : Dia. 44 mm	Double pavillon 150 grammes Membrane double fréquence des deux côtés du pavillon Petit pavillon convertible en cloche traditionnelle Garantie 5 ans Pavillon : Côté adulte : Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm	Simple pavillon 160 grammes Membrane double fréquence Garantie 3 ans Pavillon : Dia. 44 mm	Double pavillon 180 grammes Deux membranes double fréquence Double tubulure Garantie 5 ans Pavillon : Côté adulte Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm	Double pavillon 177 grammes Membrane double fréquence en une seule pièce sur chaque côté du pavillon Double tubulure Garantie 7 ans Pavillon : Côté adulte Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm	Simple pavillon 185 grammes Membrane double fréquence Double tubulure Garantie 7 ans Pavillon : Dia. 51 mm	185 grammes Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 51 mm	Connexion par technologie Bluetooth® Enregistrement et re-écoute 185 grammes Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 51 mm			

**Spécial étudiants !**

[Consultez notre brochure en ligne : pourquoi acheter un stéthoscope Litmann quand on est étudiant ?](#)

Vous êtes étudiants, vous souhaitez devenir médecins, kinésithérapeutes, osthéopathes, sage-femmes... Le stéthoscope fait partie de votre listes de fournitures... Cette brochure vous détaille pourquoi il est important de vous équiper avec un stéthoscope de qualité, solide, qui pourra traverser les années.

## **Personnalisez votre matériel médical grâce à la gravure au laser !**



Nous sommes certifiés par 3M LITTMANN et autorisés à graver les stéthoscopes : [téléchargez l'autorisation de 3M LITTMANN](#)

**ATTENTION ! La garantie fonctionne sur un article gravé mais celui-ci ne pourra être ni repris ni échangé !**

### **Produits complémentaires à votre stéthoscope:**

[Réf. 05068 - Lingettes désinfectantes Anios Quick Wipes pour le nettoyage de votre stéthoscope.](#)

[Réf. 07000 - Kit de nettoyage pour stéthoscope](#)

[Accessoires et pièces détachées pour stéthoscopes Littmann](#)

[Gravure laser : rendez-unique votre stéthoscope.](#)