

Stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™

Référence 05830



Prix du produit :

186,15 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le tout nouveau <u>stéthoscope</u> Littmann® avec une acoustique améliorée! Disponibles en 11 coloris.

Description du produit:



Stéthoscope haute sensibilité spécial cardiologie pour enfants et adultes !

Le nouveau <u>stéthoscope 3M™ Littmann®</u> Cardiology IV™ est une version améliorée des modèles précédents avec une nouvelle conception et de nouveaux matériaux pour une acoustique perfectionnée. La dernière nouveauté de stéthoscope pour le spécialiste!

Lors d'une auscultation et pour établir le bon <u>diagnostic médical</u>, les sons qui s'entendent à peine sont souvent les plus importants. Le dernier stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™ est



un concentré des meilleurs technologies et matériaux, au service de la médecine.

Le nouveau stéthoscope Cardiology IV™ est conçu pour vous aider à capter les sons à peine perceptibles, ceux qui permettront d'avoir un diagnostic encore plus précis.

2 membranes double fréquence

Le **stéthoscope Cardiology IV** possède deux membranes double fréquence en une seule pièce pour une meilleure qualité acoustique des sons de haute fréquence (avec une pression). Le double pavillon est polyvalent avec un côté pour les adultes et un autre pour les enfants.

Le stéthoscope Cardiology IV™ est idéal pour les urgentistes, réanimateurs et pour les consultations extérieures.

Cette membrane double fréquence est facile à installer et à nettoyer grâce à surface lisse et sans aspérité.

Le **côté pédiatrique** est polyvalent et peut se transformer en **cloche traditionnelle** en remplaçant simplement la membrane par une <u>bague anti-froid</u>.

La **tubulure nouvelle génération** est plus résistante aux fluides cutanés et à l'alcool, et est également moins salissante, pour une plus longue durée de vie.

Le pavillon est usiné avec précision pour une forme esthétique et moins anguleuse. Il dispose d'un indicateur du côté ouvert.

Caractéristiques techniques :

- Double pavillon en acier inoxydable : Ø 43 mm et Ø 33 mm
- Deux membranes double fréquence en époxy / fibre de verre
- Bagues anti-froid en PVC
- Bague anti-froid pour le petit pavillon fournie
- Double tubulure en polychlorure de vinyle avec double conduit interne
- Lyre en alliage très léger (type aérospatial)
- Embouts auriculaires étanches et clipsés en silicone hypoallergénique
- Poids net du stéthoscope : 177 g
- Longueur totale: 69 cm.

Garantie 7 ans. CE.

Un large choix de coloris!





Vidéo Stéthoscope cardiology IV

Pour en savoir plus et pour avoir une meilleure vision du produit, visionnez la <u>vidéo de présentation du stéthoscope Littmann Cardiology IV</u>.

Vous pouvez télécharger le <u>flyer de présentation du stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™</u>





<u>légales</u>

Tableau comparatif des stéthoscopes 3M Littmann



Choisissez le stéthoscope Littmann® qui vous correspond le mieux!

Les stéthoscopes 3M° Littmann® vous offrent de très bonnes performances acoustiques, de qualité élevée et constante ainsi qu'une valeur ajoutée exceptionnelle. Presque tous les stéthoscopes Littmann® utilisent la technologie de la membrane double fréquence, une invention 3M qui vous donne la capacité d'entendre différents sons de hautes et basses fréquences sans tourner le pavillon ni changer de foyer d'auscultation.

Expérimentez le pouvoir de la membrane double fréquence :



Exercez une légère pression sur le pavillon pour entendre les sons de basses fréquences.



Exercez une pression ferme sur le pavillon pour entendre les sons de hautes fréquences.





Consultez notre brochure en ligne : pourquoi acheter un stéthoscope Litmann quand on est étudiant ?

Vous êtes étudiants, vous souhaitez devenir médecins, kinésithérapeutes, osthéopathes, sage-femmes... Le stéthsocope fait partie de votre listes de fournitures... Cette brochure vous détaille pourquoi il est important de vous équiper avec un stéthoscope de qualité, solide, qui pourra traverser les années.

Personnalisez votre matériel médical grâce à la gravure au laser!



Nous sommes certifiés par 3M LITTMANN et autorisés à graver les stéthoscopes : <u>téléchargez</u> l'autorisation de 3M LITTMANN

ATTENTION ! La garantie fonctionne sur un article gravé mais celui-ci ne pourra être ni repris ni échangé !

Produits complémentaires à votre stéthoscope:

Réf. 05068 - Lingettes désinfectantes Anios Quick Wipes pour le nettoyage de votre stéthoscope.

Réf. 07000 - Kit de nettoyage pour stéthoscope

Accessoires et pièces détachées pour stéthoscopes Littmann

Gravure laser: rendez-unique votre stéthoscope.