

Kit pièces détachées pour stéthoscope 3M™ Littmann® Classic II S.E.

Référence 05801



Prix du produit :

23,21 € taxe inclu

Description brève du produit :

Kit de pièces détachées complet pour stéthoscope 3M Littmann classic II. Permet de remplacer les embouts auriculaires, la bague et la membrane de votre [stéthoscope](#).

Description du produit :

**Kit pièces détachées de rechange pour [stéthoscope 3M™ Littmann® Classic II S.E.](#)
et pour stéthoscope 3M™ Littmann® Select.**

Composition :

- 2 embouts auriculaires souples (petits)
- une bague anti-froid côté cloche
- une membrane double fréquence et bague côté adulte

Diamètre de la membrane : 4,4 cm

Au choix, deux couleurs de kit : noir ou gris.