

Kit pièces détachées pour stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III ou Cardiology IV ou Core

Référence 05807



Prix du produit :

26,29 € taxe inclu

Description brève du produit :

Kit pièces de rechanges pour votre stéthoscope 3M Littmann Classic III ou Cardiology IV ou Core

comprenant 2 embouts auriculaires + 1
membrane double fréquence adulte + 1
membrane double fréquence pédiatrique.

Description du produit :

Kit pièces détachées de rechange pour [stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III](#).

Composition :

- 2 embouts auriculaires souples (petits)
- une membrane double fréquence en une seule pièce côté adulte
- une membrane double fréquence en une seule pièce côté pédiatrique

Diamètre de la membrane : 4,4 cm

Couleur noir.

[Retrouvez notre gamme de pièces détachées pour stéthoscopes.](#)