

LAMPE DE WOOD PORTABLE DIAGNOSTIC DERMATOLOGIQUE LID - modèle portable

Référence 05825



Prix du produit :

272,33 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **lampe de Wood portable LID** est conçue pour l'observation cutanée sous photoluminescence en cabinet. Son ballast **230 V**, sa puissance de **9 W** et son poids en main de **290 g** favorisent un examen ciblé avec manipulation aisée.

CE • Fabrication Française • 230 V / 9 W • Poids en main 290 g

Description du produit :

Lampe de Wood portable, observation cutanée au cabinet

Cette lampe de Wood portable est destinée à l'examen visuel de la peau par photoluminescence. La **lampe de Wood portable LID** fonctionne sur **230 V** et développe une puissance de **9 W** pour une observation précise des zones à examiner.

Elle aide à faire ressortir les écarts de pigmentation et accompagne l'évaluation de certaines manifestations cutanées superficielles. Son format compact se prête bien aux consultations en cabinet et aux examens nécessitant un matériel facile à déplacer.

Avec seulement **290 g** en main, elle reste confortable à utiliser au fil des observations. Idéal pour dermatologues, médecins généralistes, cabinets médicaux, centres esthétiques et établissements de soins.

Points forts

- **Observation par photoluminescence** : la lumière noire accentue des contrastes discrets et facilite l'examen de zones cutanées ciblées.
- **Conception portable** : son format se transporte facilement d'un espace de soin à un autre pour s'adapter au rythme des consultations.
- **Manipulation légère** : avec un poids en main de **290 g**, elle reste agréable à tenir lors d'examens répétés.
- **Alimentation secteur** : son ballast en **230 V** associé à une puissance de **9 W** convient à une utilisation régulière au cabinet.
- **Destination dermatologique** : elle accompagne l'observation des troubles pigmentaires, des mycoses cutanées et de certaines infections bactériennes superficielles.
- **Fabrication française** : un point apprécié pour les professionnels souhaitant intégrer un équipement fabriqué en France.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Lampe de Wood portable

Marque : LID

Fonctionnement : Éclairage médical par photoluminescence

Alimentation : 230 V

Puissance : 9 W

Équipement : Ballast

Poids en main : 290 g

Poids Net : 1 kg

Couleur : Noir

Fabrication : Française

Marquage : CE

Utilisation : Réutilisable

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour approfondir l'observation en consultation, un dermatoscope peut compléter l'examen visuel des lésions pigmentées. Les lampes d'examen apportent un éclairage d'appoint sur la zone observée. Des vêtements médicaux contribuent aussi au confort quotidien du praticien.