

Lampe de Wood portative 230V/9W

Référence 05825



Prix du produit :

266,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Idéale pour les dermatologues et vétérinaires

Description du produit:

La **lampe de Wood**, génératrice de "lumière noire", est destinée aux examens dermatologiques. Elle est également utilisée dans l'industrie, par la police scientifique et les restaurateurs de tableaux.

Cette lampe portative permet la détection des mycoses cutanées, le diagnostic de l'érythrasma, des mycoses cutanées, des lésions pigmentées, des infections cutanées bactériennes et aussi du vitiligo, mélanomes, dermatoses...

Cette lampe portative est légère et facile d'utilisation. Elle est équipée d'un ballast prise et d'une vitre synthétique de procetion

Nous proposons des ampoules de rechange : tube de rechange pour lampe de Wood.

Caractéristiques techniques :

- Puissance: 9 Watts

Longueur d'onde : 370 nmPoids en main : 250 gr

- Couleur : noir

longévité du tube : 3000 hDimensions 34 cm x 10 cm



RoHS. Certification CE.

Garantie 3 ans.

Fabrication française!

