

Mallette pour prélèvement Row Elite Bag

Référence 05880



Prix du produit :

34,68 € taxe inclu

Description brève du produit :

Petit étui isotherme très fonctionnel et maniable, conçu pour des visites à domicile

Description du produit :

La **pochette isotherme Row Elite Bag** est un petit étui isotherme nouvelle génération très fonctionnel et maniable, conçu pour des visites à domicile. Il permet au professionnel de transporter en bon ordre et dans des conditions optimales les échantillons obtenus.

1 petit support spongieux isotherme pour divers diamètres de tubes : 18 moyens et 18 grands.

1 support creux pour les seringues, élastiques, aiguilles et gants.

1 poche avec fermeture éclair pour l'accumulateur de froid et pour les ustensiles d'emploi courants.

2 poches externes pour le conteneur de matériel bio-contaminé de poche et pour le glucomètre.

1 bourse hermétique.

1 base d'éponge absorbante.

Matériau : Tissu 340D.

Couleur : Bleu.

Poids : 480 g.

Mesures extérieures : 26 x 12 x 12 cm / 3,7 l.

Capacité maximum recommandée : 2 kg.

Garantie 2 ans.

VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS 1920

