

Oxymètre de pouls pour adulte et enfant avec capteur pédiatrique PC-60E

Référence 05876



Prix du produit :

119,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'oxymètre de pouls PC-60E est adapté pour une utilisation chez les adultes et enfants et mesure avec précision la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque. Léger et solide, il possède aussi une alarme automatique sonore et visuelle. ainsi qu'un capteur pédiatrique déportée inclus.

Description du produit :

Oxymètre de pouls PC-60E pour adulte et enfant

Capteur pédiatrique déporté souple (2-8 ans) inclus

Fonction On / Off automatique.

Le pléthysmogramme permet un placement optimal du doigt.

Écran multidirectionnel LED couleurs, à double longueur d'ondes, 4 positions.

Petit, léger, facile à transporter.

Mesures précises de la SpO2, du rythme cardiaque (PR) et de l'indice de perfusion (PI).

SpO2 : plage de mesure de 35 à 99 %.

Pouls : plage de mesure de 30 à 240 bpm. Précision +- 2 bpm. Alerte en cas de seuil haut (supérieur à 120 bpm) ou bas (en deçà de 50 bpm).

Indice de perfusion : plage de mesure de 0 à 20 %.

Affichage de l'intensité du signal pour vérification du placement, et du graphe des pulsations.

Alertes visuelles, clignotantes et sonores pré-réglées pour le SpO2 et le pouls.

Indicateur de batteries faibles.

Autonomie > 30 heures avec 2 piles AAA.

- Capteur pédiatrique déporté souple (2-8 ans) inclus
- 2 piles AAA alcaline
- une dragonne
- une housse de transport
- un manuel d'utilisation
- un certificat Qualité
- Dimension : L 3,1 x l 6,1x h 3,3 cm.
- Poids : 59 g

Dispositif médical Classe IIa. Marquage CE0123.

Garantie 2 ans. CE.

[Retrouvez toute la gamme d'oxymètres de pouls](#) proposée sur notre site de [matériel médical](#).