

Thermomètre infrarouge auriculaire et frontal Tempo Duo Spengler

Référence 05885



Prix du produit :

29,07 € taxe inclu

Description brève du produit :

Deux fois plus de simplicité dans la prise de température

Spengler, célèbre pour la qualité de ses matériels pour diagnostic médical, propose un **thermomètre électronique infrarouge** permettant de prendre la température de façon frontale ou auriculaire.

Description du produit :

Thermomètre infrarouge Tempo Duo de Spengler bleu

Spengler, célèbre pour la qualité de ses matériels pour diagnostic médical, propose un thermomètre électronique infrarouge permettant de prendre la température de façon frontale ou auriculaire. Le thermomètre TEMPO DUO offre à la fois la performance et la praticité pour le grand public. Avec son écran rétro éclairé, prenez facilement la température de nuit auprès des enfants. C'est un réel allié des familles, petites ou grandes, grâce à ses 10 mémoires.

- 3 modes de mesures : Auriculaire, frontal ou même température ambiante.
- Facile d'utilisation : un seul et unique bouton pour ne jamais se tromper.
- Gage de fiabilité : Spengler est l'inventeur du diagnostic médical moderne et équipe les médecins depuis 1907.
- Ecran rétroéclairé : L'écran s'allume en trois couleurs pour une interprétation parfaite des

résultats.

Un bouton pour ne pas se tromper

Thermomètre électronique nouveau pour une prise de température par le moyen de rayons infrarouges, sous la forme de 2 mesures : frontale et auriculaire. Tempo Easy est facile d'utilisation mais aussi très fiable et précis.

Rétro-éclairé, pratique pour ne pas réveiller les petits

Soyez immédiatement fixé sur votre diagnostic grâce à son écran qui s'allume en vert, orange ou rouge.

Spécifications techniques:

- **Technologie de mesure** : Mesure par infrarouge
- **3 types de mesure** : Auriculaire, frontal et air ambiant
- **Ecran** : LCD rétro-éclairé, Indicateur de charge des piles, Indicateur de mode de mesure, Indicateur de batterie
- **Mémoire** : 10 mémoires
- **Indicateur** : 3 couleurs de rétro-éclairage
- **Plage de mesure** : 32.0°C ~ 42,9°C
- **Résolution** : 0,1°C
- **Précision** : +/-0,2°C
- **Autonomie** : 20 000 mesures
- **Fonctionnement** : 85% (sans condensation)
- **Stockage** : 85% (sans condensation)
- **Dimensions** : 126 x 35 x 45 mm (L x P x h)
- **Poids** : 66 g (avec piles)

Caractéristiques :

- 10 mémoires
- Voyant lumineux
- Affichage rétro-éclairé en mode frontal : 3 couleurs selon les valeurs : vert, orange, rouge
- Livré avec 2 piles LR03 (AAA)

CE.

[Consultez notre gamme complète de thermomètres](#)

Comment bien prendre la température ?

<https://www.ameli.fr/ardecche/assure/sante/bons-gestes/soins/prendre-temperature>