

Armoire murale Aivia S

Référence 05917



Prix du produit :

152,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Armoire murale à usage intérieur permettant de protéger un défibrillateur DAE. Équipé de 3 pictogrammes expliquant l'utilisation du défibrillateur.

Description du produit :

Armoire murale intérieure pour défibrillateur DAE

Le support mural AIVIA "S" est prévu pour un positionnement du défibrillateur DAE à l'intérieur des bâtiments.

Prévoyant, esthétique et robuste, l'armoire AIVIA "S" est formée de deux parties distinctes :

- le capot en polycarbonate
- le support en ABS

Ces matériaux présentent des caractéristiques de résistance aux chocs étonnantes. L'accès au DAE est protégé par des scellés d'ouverture.

Signalétique :

En face avant, figurent la chaîne de survie ainsi que 3 pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.

Dimensions : H 400 x L 341 x P 198 mm

Poids : 1,5 kg