

# Stéthoscope 3M™ Littmann® Classic II Nouveau-né

Référence 01837



Prix du produit :

**105,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Adapté pour les petits patients grâce à sa taille et sa forme, ce stéthoscope est devenu une **référence de la gamme Littmann**. Vous serez étonné de l'acoustique perfectionnée lors de vos auscultations.

Description du produit :

**Avec une forme et une taille adaptées pour les patients les plus petits, le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic II Nouveau-né est idéal pour l'auscultation des bébés, quelle que soit la spécialité médicale.**

Le **stéthoscope 3M™ Littmann® Classic II Nouveau-né** a été conçu pour le [diagnostic](#) des nouveau-nés. Sa taille et sa forme ont été étudiées pour l'auscultation des plus petits, avec une acoustique particulièrement perfectionnée.

Pour les médecins qui travaillent en auscultation traditionnelle, ce stéthoscope est la référence de la gamme Littmann pour les petits sites. Un matériel adapté à la morphologie pour un examen médical réussi.



Le stéthoscope Classic II existe aussi en modèle [Pédiatrique](#), pour l'auscultation des enfants. Mais il est aussi disponible pour les [adultes](#) avec une membrane double fréquence de qualité.

#### *Caractéristiques techniques :*

- Double pavillon en acier inoxydable : cloche et membrane
- Membrane flottante traditionnelle en silicone
- Tubulure à simple conduit en polychlorure de vinyle
- Lyre légère (alliage utilisé en aéronautique) et orientée selon l'anatomie auriculaire, pour un meilleur confort du médecin
- Embouts auriculaires étanches et clipsés en silicone hypoallergénique
- Diamètres double pavillon : 20 mm et 30 mm
- Bague anti-froid pour le confort du patient

Couleur au choix : Noir, Rouge, Bleu Caraïbes ou Tubulure Framboise.

Longueur totale : 71 cm.

Poids : 90 g.

**Garantie 3 ans. CE.**

Dispositif médical de Classe I selon la directive 93/42 CEE. Marquage CE. [Voir les mentions](#)

## légales

## Tableau comparatif des stéthoscopes 3M Littmann



### Choisissez le stéthoscope Littmann® qui vous correspond le mieux !

Les stéthoscopes 3M™ Littmann® vous offrent de très bonnes performances acoustiques, de qualité élevée et constante ainsi qu'une valeur ajoutée exceptionnelle. Presque tous les stéthoscopes Littmann® utilisent la technologie de la membrane double fréquence, une invention 3M qui vous donne la capacité d'entendre différents sons de hautes et basses fréquences sans tourner le pavillon ni changer de foyer d'auscultation.

### Expérimentez le pouvoir de la membrane double fréquence :



**PRESSION LÉGÈRE :**  
Exercez une légère pression sur le pavillon pour entendre les sons de basses fréquences.



**PRESSION FERME :**  
Exercez une pression ferme sur le pavillon pour entendre les sons de hautes fréquences.

Infirmiers		"Classic"				"Cardiology"			Electronique	
<b>6</b> Performance Acoustique Idéal pour la mesure de la pression artérielle et les examens cliniques de base.		<b>7-8</b> Performance Acoustique Fiable, outil d'examen clinique et de surveillance du patient.				<b>9-10</b> Performance Acoustique Conçus pour répondre aux besoins des professionnels de santé. Garantissent une qualité acoustique exceptionnelle afin de fournir le meilleur diagnostic possible.			<b>10+</b> Performance Acoustique Auscultation de haute précision. Capacité d'écoute améliorée grâce à l'amplification et la réduction des bruits ambiants.	
Stéthoscope Lightweight II S.E.	Stéthoscope Select	Stéthoscope Classic II Pédiatrique et Nouveau-né	Stéthoscope Classic II S.E.	Stéthoscope Classic III™	Stéthoscope Master Classic II™	Stéthoscope Cardiology III™	Stéthoscope Cardiology IV™	Stéthoscope Master Cardiology™	Stéthoscope Electronique Modèle 3100	Stéthoscope Electronique Modèle 3200
Double pavillon ovoidal 118 grammes Membrane double fréquence Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 54 mm	Simple pavillon 120 grammes Membrane double fréquence Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 44 mm	Double pavillon 105 grammes Garantie 3 ans Pavillon : Pédiatrique Dia. 25-33 mm Nouveau-né Dia. 19-27 mm	Double pavillon 135 grammes Membrane double fréquence Garantie 3 ans Pavillon : Dia. 44 mm	Double pavillon 150 grammes Membrane double fréquence des deux côtés du pavillon Petit pavillon convertible en cloche traditionnelle Garantie 5 ans Pavillon : Côté adulte : Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm	Simple pavillon 160 grammes Membrane double fréquence Garantie 3 ans Pavillon : Dia. 44 mm	Double pavillon 180 grammes Deux membranes double fréquence Double tubulure Garantie 5 ans Pavillon : Côté adulte Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm	Double pavillon 177 grammes Membrane double fréquence en une seule pièce sur chaque côté du pavillon Double tubulure Garantie 7 ans Pavillon : Côté adulte Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm	Simple pavillon 185 grammes Membrane double fréquence Double tubulure Garantie 7 ans Pavillon : Dia. 51 mm	185 grammes Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 51 mm	Connexion par technologie Bluetooth® Enregistrement et re-écoute 185 grammes Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 51 mm

## **Produits complémentaires à votre stéthoscope:**

[Réf. 05068 - Lingettes désinfectantes Anios Quick Wipes pour le nettoyage de votre stéthoscope.](#)

[Réf. 07000 - Kit de nettoyage pour stéthoscope](#)