

Ampoule halogène pour otoscope MacroView™ Welch Allyn

Référence 05963



Prix du produit :

35,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ampoule de rechange pour [otoscope](#) Welch Allyn. Ampoule à LED garantie 7 ans.

Description du produit :

Ampoules de rechange pour [otoscope MacroView™ Welch Allyn](#) : ampoule halogène 3,5 V.

Consommant moins d'énergie, les **ampoules LED** génèrent une température de contact plus faible, offrant un meilleur confort aux patients et aux médecins, ainsi qu'une durée de vie 30 fois supérieure aux instruments rechargeables classiques.

Ampoule halogène : [3200 - 2800](#) °K - 3,5 V

Ampoule LED : 3750 °K - 3,5 V

La technologie LED SureColor™ réduit l'intensité lumineuse et le reflet, pour un confort accru du patient tout en préservant la couleur et la clarté de vision.

Une haute efficacité énergétique confère une autonomie d'examen trois fois supérieure à chaque cycle de charge d'un instrument rechargeable Welch Allyn.