

Marteau à réflexe de Buck 18 cm

Référence 05974

Prix du produit :

8,67 € taxe inclu



Description brève du produit :

Marteau réflexe pour vos diagnostics médicaux.

Avec [aiguilles](#) et pinceau.

Description du produit :

Marteau à reflexe de Buck 18 cm.

Équipé d'une aiguille et d'un pinceau dans le manche, ce marteau réflexe est utilisé pour détecter une anomalie du système nerveux chez un patient.

Composé de deux têtes de dimensions différentes pour tester la sensibilité des différentes parties du corps.

Possibilité de stérilisation à l'oxyde d'éthylène et chimique.

Caractéristiques :

- Matière : acier inoxydable AISI type 304 et embouts en caoutchouc
- Longueur totale : 18 cm
- Poids : 85 g
- Finition : Satin - Mat