

# Pansement américain absorbant Vliwazell® Lohmann & Rauscher

Référence 00341



Prix du produit :

**4,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Pansements ultra absorbant pour plaies exsudatives. 1 côté absorbant et un côté imperméable permettant de protéger les vêtements. Ce pansement américain est composé de polypropylène qui permet au pansement de ne pas adhérer à la plaie. Vendus par paquet de 25 ou 30 pansements.

Description du produit :

**Très absorbant, le pansement américain ou compresse absorbante Vliwazell® permet le traitement et le [soin des plaies](#) modérément à fortement exsudatives.**

De couleur blanche du côté de la plaie, avec une matière à **haut pouvoir absorbant** et bleue à l'extérieur en polypropylène qui protège les vêtements, le pansement Vliwazell® est fermé sur les 4 côtés.

Bien toléré par la peau grâce à son **non-tissé particulièrement doux**, il est indiqué pour le traitement des **plaies fortement exsudatives**.

Il est composé d'un noyau absorbant en ouate de cellulose et d'une couche externe en non-tissé (polypropylène) **non adhérente à la plaie**. Sa capacité d'absorption est bien supérieure à celle d'une compresse de gaze classique.

Du côté externe, une **barrière hydrophobe**, reconnaissable immédiatement à sa couleur bleue, assure l'étanchéité du pansement et la protection des vêtements en empêchant le passage de l'exsudat.

De plus les différentes épaisseurs du **pansement Vliwazell® Lohmann & Rauscher** offrent un

**effet de rembourrage** et protège ainsi la plaie.

Les pansements sont disponibles en **version stérile ou non stérile** suivant la nature de la plaie.

Les stériles sont scellés en emballage individuel, les non stériles sont conditionnés par 25 dans un sachet plastique.

Dimensions 20 x 15 cm.

*Caractéristique et conditionnement :*

- **Non stérile** : paquet de 25 pansements