

Brassard nourrisson ou enfant pour tensiomètre Lian® - Spengler

Référence 05131



Prix du produit :

39,78 € taxe inclu

Description brève du produit :

Brassard enfant pour tensiomètres SPENGLER. Disponible en 3 tailles : nourrisson, petit enfant et enfant. Voir descriptif produit pour les compatibilités.

Description du produit :

Brassard à motifs taille *nourrisson, petit enfant ou enfant* pour **tensiomètres Lian® Spengler** avec poche, simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout mâle)

- Compatible avec les modèles de tensiomètres Spengler : Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Nano, Lian® Scénic, Lian® Couleur.
- Brassards en coton, à motifs.
- Lavables à 30-40°C.

Dimension des brassards :

- **Nourrisson** : 6 x 29 cm - circonférence : 10 à 15 cm
- **Petit enfant** : 8 x 36 cm - circonférence : 15 à 22 cm
- **Enfant** : 8,5 x 42 cm - circonférence : 20 à 28 cm

CE.