

# Brassard nourrisson ou enfant pour tensiomètre Lian® - Spengler

Référence 05131



## Prix du produit :

39,00 € taxe inclu

### Description brève du produit :

Brassard enfant pour tensiomètres SPENGLER. Disponible en 3 tailles : nourrisson, petit enfant et enfant. Voir descriptif produit pour les compatibilités.

# **Description du produit:**

Brassard à motifs taille *nourrisson, petit enfant ou enfant* pour tensiomètres Lian® Spengler avec poche, simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout mâle)

- Compatible avec les modèles de tensiomètres Spengler : Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Nano, Lian® Scénic, Lian® Couleur.
- Brassards en coton, à motifs.
- Lavables à 30-40°C.

### Dimension des brassards:

Nourrisson: 6 x 29 cm - circonférence: 10 à 15 cm
Petit enfant: 8 x 36 cm - circonférence: 15 à 22 cm
Enfant: 8,5 x 42 cm - circonférence: 20 à 28 cm

CE.