

# Brassard Large Adulte pour tensiomètre Lian® - Spengler

Référence 03053



Prix du produit :

**38,93 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Brassard taille Large pour **tensiomètres Lian® Spengler**. Voir modèles compatibles dans la fiche produit.

Description du produit :

## Brassard taille large pour tensiomètres Lian® Spengler

- avec poche
- simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout mâle)
- Lavable à 30-40°C
- Compatible avec les modèles de tensiomètres Spengler : Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Nano, Lian® Scénic, Lian® Couleur.

2 matières au choix :

- Gris coton
- Gris nylon

CE.