

Miroir de clar à LED Spengler - 3,5 V

Référence 06033



Prix du produit :

192,78 € taxe inclu

Description brève du produit :

Miroir de Clar utilisé dans les blocs opératoires ou en cabinet médical.

Description du produit :

Le miroir de Clar frontal Spengler

Parfaitement adapté à l'illumination requise au cabinet médical en pratique quotidienne.

- Bandeau métal plastifié souple avec ressort en acier inoxydable. Ajustable entre 17,5 et 22 cm
- Éclairage indirect par miroir réfléchissant
- Glace en métal de diamètre 100 mm
- Ampoule à LED 3,5 V (11 600 Lux à 400 mm, 30 000 Lux à 200 mm)
- Boîtier piles en ABS
- Livré dans un étui de transport souple à fermeture éclair, avec 2 piles CR 123 (Lithium).

Garantie 2 ans (hors pièces d'usure et consommables). **CE.**