

Brossette cervicale non stérile - Sachet de 50

Référence 04743



Prix du produit :

12,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Sachet de 50 brosettes pour prélèvements.
Disponible en version non stérile.

Description du produit :

Brossette cervicale ergonomique à poils tendres en nylon et tige en PVC blanche pour prélèvements endocervicaux.

À usage unique, non stérile, en sachet individuel.

En polypropylène bleu avec brosse en nylon.
Longueur : 210 mm, Ø 3.5 mm.

Le paquet de 50.