

Brassard pour tensiomètre Welch Allyn - FlexiPort®

Référence 02989



Prix du produit :

49,26 € taxe inclu

Description brève du produit :

Brassard pour **tensiomètre Welch Allyn**.
Disponible En taille adulte ou adulte large.

[Cliquez ici pour la tubulure + fixation 78cm pour tensiomètre Welch Allyn !](#)

Description du produit :

Brassard FlexiPort® pour [tensiomètre](#) Welch Allyn.

- La fixation et le retrait sont faciles d'une seule main grâce à la tubulure qui simplifie le changement des brassards.
- Matériau sans latex pour réduire le risque de réactions allergiques.
- Le bord plié réduit le risque de coupures et d'éraflures, et augmente le confort du patient.

BRASSARDS SANS TUBULURE ET SANS CONNECTEUR

Taille au choix :

- **Adulte** : 25 - 34 cm
- **Adulte Large** : 32 - 43 cm

CE.