

Solution de contrôle pour glucomètre - 4 ml

Référence 06102



Prix du produit :

9,49 € taxe inclu

Description brève du produit :

Solution pour tester la fiabilité des bandelettes et du glucomètre.

Description du produit:

Solution pour le contrôle périodique des bandelettes et du glucomètre.

- À utiliser avec le glucomètre
- Moyen de suivi du taux de glucose.
- Utilisable 90 jours après ouverture
- Quantité : 4 ml

Température de fonctionnement : 10°C - 40°C
Humidité de fonctionnement : 10 - 90 % RH

• Température de stockage : 4 - 30°C

CE.

Quelle est la solution?

La solution de contrôle est une solution aqueuse de glucose contenant une petite quantité d'ingrédients non réactifs et de colorants alimentaires. Il est utilisé pour vérifier l'exactitude du système de surveillance de la glycémie totale. Les tests avec la solution de contrôle sont utilisés pour vérifier les performances de l'équipement, des bandelettes de test et des procédures de test. La même bandelette de test et le même lecteur sont utilisés.

