

SOLUTION DE CONTRÔLE GLUCOMÈTRE TB 100 PRÉCISION DE CONTRÔLE SPENGLER - flacon de 4 ml

Référence 06102



Prix du produit :

9,68 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **solution de contrôle pour glucomètre TB 100 SPENGLER** permet de valider le fonctionnement du lecteur et des bandelettes grâce à un **flacon de 4 ml**. Adaptée aux vérifications régulières, elle accompagne le contrôle qualité des mesures de glycémie.

Contrôle périodique • Vérification lecteur et bandelettes • Solution aqueuse de glucose • Flacon de 4 ml

Description du produit :

Solution de contrôle TB 100, contrôle régulier du système

Cette solution de contrôle pour glucomètre est conçue pour vérifier la cohérence d'utilisation du système TB 100. La **solution de contrôle pour glucomètre TB 100 SPENGLER** sert à contrôler le lecteur ainsi que les bandelettes avec un **format 4 ml**.

Elle peut être utilisée lors des vérifications de routine, à l'ouverture d'un nouveau lot de bandelettes ou lorsqu'un résultat paraît inhabituel. Ce contrôle aide à confirmer le bon déroulement de la procédure avant les mesures capillaires en série.

Après ouverture, la solution s'emploie dans un délai de **3 mois** et se conserve entre **4°C et 30°C**. Idéal pour les cabinets médicaux, établissements de santé, infirmiers libéraux et services de dépistage.

Points forts

- **Vérification complète** : permet de contrôler le fonctionnement du glucomètre TB 100, des bandelettes et de la procédure d'analyse associée.
- **Petit format utile** : le **flacon de 4 ml** se range facilement sur un poste de soin tout en restant adapté aux contrôles récurrents.
- **Usage dédié** : s'utilise avec le glucomètre compatible et le même modèle de bandelettes afin de réaliser un contrôle homogène.
- **Formulation prévue pour le test** : solution aqueuse de glucose avec composants non réactifs et colorant alimentaire.
- **Suivi simplifié** : conservation entre **4°C et 30°C** et durée d'utilisation de **3 mois** après ouverture pour une gestion claire au quotidien.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Solution de contrôle pour glucomètre

Compatibilité : Glucomètre SPENGLER TB 100

Utilisation : Contrôle périodique du lecteur et des bandelettes

Contenance : 4 ml

Composition : Solution aqueuse de glucose, composants non réactifs, colorant alimentaire

Conservation : Entre 4°C et 30°C

Durée d'utilisation après ouverture : 3 mois

Conditionnement : Flacon vendu à l'unité

Marque : SPENGLER

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour organiser le suivi glycémique, les trousse isotherme pour insuline facilitent le transport du matériel. Lors du prélèvement, les gant latex - protection médicale usage professionnel accompagnent la manipulation. L'alcool médical complète la préparation avant le geste.