


# Pansement non tissé blanc

Référence 00423



Prix du produit :

**22,43 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Ces pansements sont destinés pour les peaux fragiles car ils sont hypoallergéniques et confortables.

Description du produit :

## Pansements non tissés blancs

**Pré-découpés et prêts à l'emploi, les pansements blancs sont conditionnés en paquet économique de 300.**

Le support très souple est un **non tissé médical blanc**. La colle est composée d'**acrylique hypoallergénique**. La compresse centrale est absorbante : elle protège la plaie sans la coller. Les bords du pansement sont droits.

Ces pansements très souples sont utilisés aussi bien en milieu hospitalier que par les particuliers, pour les plaies superficielles des peaux fragiles.

Sachet de 300 pansements découpés, sous emballage individuel.

*Deux tailles disponibles :*

- 6 cm x 2 cm
- 6 cm x 4 cm