

Ruban BMI Comed pour calcul de l'IMC

Référence 06014



Prix du produit :

6,02 € taxe inclu

Description brève du produit :

Un dispositif simple et efficace pour calculer votre IMC !

Description du produit :

Le ruban BMI (Body Mass Index) de comed est un dispositif permettant de calculer votre IMC (Indice de Masse Corporelle).

Il permet d'établir un bilan par rapport aux recommandations de santé, en indiquant le rapport entre votre poids et votre taille.

En revanche, il ne tient pas compte de la masse grasse et de la masse maigre et ne convient pas pour une utilisation chez les enfants.

Petit rappel pour **calculer votre IMC** :

L'indice de masse corporelle est le rapport du poids (exprimé en kg) sur le carré de la taille (exprimée en mètre).

calcul : $P(\text{kg})/T(\text{m})^2$

L'**IMC normal** pour l'homme et la femme, se situe entre 20 et 25.

L'étiquetage est inscrit directement sur **le boîtier** avec graduation sur **le ruban** et les différentes couleurs indiquant les zones critiques (blanc, vert, orange et rouge).

Le boîtier blanc est en plastique ABS et le ruban en plastique souple. Conservé dans un endroit sec et propre, il vous est fourni dans un emballage individuel.

Caractéristiques du ruban BMI :

- Dimension du triangle : 90 mm de chaque côté
- Longueur du ruban : 2 mètres
- Hauteur du boîtier : 25 mm
- Épaisseur du ruban : 0,15 mm
- Poids : 77 g
- Résistance à la température : -10°C à + 40°C

Précautions de nettoyage :

- Laver avec une eau savonneuse ou avec un détergent
- Attention à ne pas utiliser de produit attaquant l'ABS