

BOCK À LAVEMENT COMPLET AUTOCLAVABLE - 2 L

Référence 00803



Prix du produit :

18,26 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **bock à lavement complet** de **2 L** réunit un sac, un tuyau avec robinet et deux canules pour l'irrigation anale ou vaginale. Réutilisable et **autoclavable à 121°C pendant 20 minutes**, il permet un réglage simple de l'écoulement en environnement de soin.

CE • Autoclavable à 121°C • 2 Canules + 1 Robinet • Tuyau 1,2 à 1,4 m

Description du produit :

Bock à lavement complet, 2 L et entretien simplifié

Ce bock à lavement complet propose une capacité de **2 L** avec un tuyau muni d'un robinet et deux canules dédiées aux irrigations anales ou vaginales. Il aide à préparer le soin avec un écoulement plus facile à ajuster selon l'usage.

Fabriqué en matériaux compatibles avec les opérations d'entretien, ce dispositif réutilisable peut être remis en service après nettoyage. Il est **autoclavable à 121°C pendant 20 minutes** et accepte aussi les modes de stérilisation indiqués par le fabricant.

Les graduations de volume et la longueur du tuyau rendent l'installation plus pratique au quotidien. Idéal pour cabinets médicaux, services de soins, EHPAD, établissements médico-sociaux et infirmiers libéraux.

Points forts

- **Capacité 2 litres** : contenance adaptée aux irrigations courantes, avec une préparation simple du dispositif avant utilisation.
- **Ensemble complet** : comprend **2 canules** et **1 robinet**, pour disposer immédiatement des éléments nécessaires au montage.
- **Débit réglable** : le robinet sur le tuyau permet de moduler l'écoulement avec davantage de précision pendant le geste.
- **Utilisation polyvalente** : convient à l'irrigation anale ou vaginale selon la canule choisie et le protocole appliqué.
- **Réutilisable** : conception en polypropylène et plastique souple pensée pour l'entretien dans un cadre médical organisé.
- **Autoclavable** : supporte un cycle à **121°C pendant 20 minutes**, facilitant le traitement du matériel entre deux utilisations.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Bock à lavement complet

Capacité : 2 L

Utilisation : Réutilisable, irrigation anale ou vaginale

Composition : Sac, tuyau avec robinet, 2 canules

Matériau : Polypropylène et plastique souple

Dimensions du sac : 210 x 110 mm

Longueur du tuyau : 1,2 à 1,4 m

Diamètre du tuyau : Ø externe 10 mm, Ø interne 7 mm

Stérilisation : Oxyde d'éthylène, chimique, autoclave 121°C pendant 20 minutes

Conditionnement : Unité complète avec tuyau, robinet et 2 canules

Couleur : Non renseignée

Marque : Non renseignée

Fabricant : FINESS HEALTHCARE GROUP

Garantie : 1 an

Normes & sécurité

Marquage : CE

Fabricant : FINESS HEALTHCARE GROUP

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le ????????? comprend un sac de 2 litres, un tuyau avec robinet, une canule anale et une canule vaginale.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'utilisation, les gels lubrifiants peuvent faciliter la mise en place de la canule. Les gants latex participent à une manipulation propre du dispositif. Les solutions de désinfection & stérilisation accompagnent l'entretien du matériel réutilisable.

JJ/26