

Cryo professional 170 ml

Référence 06202



Prix du produit :

49,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

CRYO PROFESSIONAL

Traite efficacement les lésions cutanées bénignes de la peau (verrues, ...)

Agent cryothérapique local permettant de délivrer une **température de -55°C en moins de 15 secondes**.

Description du produit :

Vente réservée aux professionnels de la santé

Agent cryothérapique local permettant de traiter les blessures et lésions cutanées superficielles en délivrant une température de -55° degrés Celsius en moins de 15 secondes

- Durée d'application entre 15 et 40 secondes
- Set complet comprenant : 1 bombe aérosol de 170 ml, des bâtonnets applicateurs de 2 mm et/ou 5 mm utilisables en fonction des différentes lésions et un mode d'emploi
- Taille 2 mm 60 bâtonnets
- Taille 5 mm 50 bâtonnets

Attention : Ne pas utiliser d'autres type de bâtonnets, ceci pourrait affecter les résultats et causer des irritations sur la peau du patient.

Ce produit est destiné à des patients âgés de plus de 4 ans présentant des lésions cutanées bénignes.

indications et instructions d'utilisation et du Cryo Professional :

- Verrues génitales
- Molluscum Contagiosum
- Acrochordon (balises de la peau)
- Verruca (Plantaris, Vulgaris, Plana)
- Kératose séborrhéique (KS)
- Kératose actinique (KA, faciale et non faciale)
- Lentigos, (faciaux et non faciaux)

Contre-indications du Cryo Professional :

- Lors d'un diagnostic confirmé de cancer de la peau et un traitement de cancer de la peau
- Sur des personnes diabétiques ou souffrant de problèmes circulatoires
- Chez les patients présentant une cryoglobulinémie
- Les patients utilisant immunosuppresseur médicaments

Recommandations

