

# CRYO PROFESSIONAL DISPOSITIF DE CRYOTHÉRAPIE HOLTEX - aérosol 170 ml

Référence 06202



Prix du produit :

**50,90 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **Cryo Professional HOLTEX** est un dispositif de cryothérapie à usage professionnel, prêt à l'emploi, capable d'atteindre **-55 °C** en moins de **15 secondes**. Son format aérosol de **170 ml** avec applicateurs à usage unique convient au traitement des lésions cutanées bénignes. Existe en plusieurs modèles.

CE 0344 • Classe IIa • -55 °C en moins de 15 secondes • Durée d'utilisation 3 ans

Description du produit :

Cryo Professional, froid local prêt à l'emploi

Le dispositif de cryothérapie **Cryo Professional HOLTEX** est conçu pour l'application locale du froid sur des lésions cutanées bénignes. Il atteint une température de **-55 °C** en moins de **15 secondes**, avec un temps d'application de **15 à 40 secondes** selon la lésion.

Présenté en aérosol de **170 ml**, il s'utilise avec des bâtonnets applicateurs à **usage unique** de 2 mm et/ou 5 mm selon le modèle choisi. Cette configuration permet d'adapter le geste à la zone concernée dans le cadre d'un usage externe en dermatologie.

Le set inclut l'aérosol, les applicateurs et le mode d'emploi pour une mise en service immédiate. Idéal pour cabinets médicaux, dermatologues, podologues, centres de soins et établissements de santé.

## Points forts

- **Montée en froid rapide** : la température de **-55 °C** est obtenue en moins de 15 secondes, pour préparer l'application sans attente prolongée.
- **Précision d'application** : les bâtonnets de 2 mm et 5 mm selon les versions facilitent l'adaptation à la dimension de la zone à traiter.
- **Ensemble complet** : aérosol, applicateurs et notice sont réunis dans un même set, pratique pour une utilisation immédiate au cabinet.
- **Usage réservé aux professionnels** : dispositif destiné à une utilisation professionnelle sur des lésions cutanées bénignes.
- **Versions de conditionnement variées** : disponible avec 50, 60 ou 30 + 30 applicateurs selon le modèle retenu et l'organisation des soins.
- **Fabrication européenne** : produit fabriqué en Europe avec marquage CE, en cohérence avec les exigences du matériel médical professionnel.

## Caractéristiques techniques

**Garantie** : 2 ans

**Marque** : HOLTEX

**Fabricant** : UTERMOHLEN

**Type de produit** : Dispositif de cryothérapie

**Destination** : Usage externe en dermatologie

**Format** : Bombe aérosol

**Contenance** : 170 ml

**Température délivrée** : -55 °C en moins de 15 secondes

**Durée d'application** : 15 à 40 secondes

**Utilisation** : Professionnelle

**Applicateurs** : Bâtonnets 2 mm et/ou 5 mm selon modèle

**Conditionnement** : 1 aérosol avec 50 bâtonnets de 5 mm, ou 60 bâtonnets de 2 mm, ou 30 bâtonnets de 2 mm + 30 bâtonnets de 5 mm selon version

**Composition** : Éther diméthylique, propane et isobutane

**Durée d'utilisation** : 3 ans

**Température de stockage** : 0 à 25 °C

**Poids Net** : 0,3 kg

**Dimensions** : 14 x 7 x 14 cm

**Fabrication** : Europe

**Classe DM/EPI** : DM IIa

**Modèles** : Applicateurs : 5 mm ; Applicateurs : 2 mm

## Normes & sécurité

**Classe** : DM IIa

**Marquage** : CE 0344

**Fabricant** : UTERMOHLEN

Lire attentivement la notice avant utilisation

### Contenu emballage

Ce conditionnement comprend une bombe aérosol de 170 ml, des bâtonnets applicateurs de 2 mm et/ou 5 mm selon la version, ainsi qu'un mode d'emploi.

### Des produits complémentaires à découvrir

Pour organiser le soin, les lingettes désinfectantes sont utiles pour préparer l'environnement proche. L'alcool médical peut compléter le protocole retenu, tandis que les gants nitriles accompagnent la manipulation du dispositif et des applicateurs.