

Pèse bébé électronique ADE

Référence 06214



Prix du produit :

107,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Convertible en balance au sol, ce_pèse-bébé électronique s'utilise également en tant que pèse-personne pour enfants et possède une fonction mémoire qui permet d'enregistrer la dernière pesée.

Description du produit :

Balance pour bébés et enfants en bas âge

Rapidement convertible en balance au sol avec une capacité de 50 kg pour les tout-petits et les jeunes enfants. La fonction de mémoire de la dernière pesée peut permettre de calculer la consommation de lait d'un nourrisson.

Caractéristiques

• **Dimensions**: 631 x 362 x 111 mm

• Capacité maximale : 50kg

• **Poids**: 3,1 kg

• Graduation: 10 g

• Alimentation: 2 piles AA

• Fonctions : tare, auto-hold, automatique zéro, BMIC (fonction mémorisant la dernière pesée), extinction automatique.

Garantie 2 ans. CE.

Cliquez ici pour consulter nos autre modèle de pèse-bébé

