

Tensiomètre électronique Omron M7 Intelli IT IntelliWrapCuff au bras

Référence 06220



Prix du produit :

81,49 € taxe inclu

Description brève du produit :

Tensiomètre M7 Intelli IT, le nouveau [tensiomètre](#) OMRON connecté et équipé du brassard Intelli Wrap

Description du produit :

Tensiomètre M7 Intelli IT

Ce [tensiomètre électronique](#) réunit le meilleur de la technologie OMRON pour obtenir la même fiabilité de mesure que chez le médecin.

Fiable, grâce à son brassard Intelli Wrap

Grâce à la technologie exclusive du brassard Intelli Wrap, la mesure de la tension est fiable quelle que soit la position du brassard autour du bras.

Connecté via l'app OMRON Connect

L'application pour smartphones OMRON Connect (compatible iPhone et Android™) se connecte à l'ensemble des matériels bluetooth OMRON.

Elle propose un affichage clair des différentes mesures et permet de partager aisément ses données avec son médecin ou son entourage.

Caractéristiques

- **Brassard** Intelli Wrap préformé 22-42 cm (ML)
- **Prise automatique** des 3 mesures successives (espacée de 30 secondes)
- **Indicateur** de fibrillation auriculaire
- **Connecté** via OMRON Connect
- **Moyenne de 3 mesures** matin & soir - Valeur moyenne hebdomadaire
- **Triple affichage** (Sys/Dia/Pouls)
- **Suivi** de l'hypertension matinale
- **Détection** de la fibrillation auriculaire (moyenne des 3 dernières mesures (mesurées à 30 secondes d'écart chacune))
- **Indicateurs** : hypertension (en couleur), battement irrégulier, installation correcte, détection de mouvements
- **Mémoire** : 100 mesures x 2 utilisateurs + mode invité
- **Inclus** : Piles AA x4, boîte de rangement, manuel d'utilisation
- En option : adaptateur secteur

Garantie 3 ans. CE.

Le M7 intelli IT est un moniteur de tension artérielle validé cliniquement, avec connexion Bluetooth, qui détecte les risques de fibrillation auriculaire (AFib).

Par OMRON, la marque numéro 1 recommandée par les cardiologues pour les moniteurs de tension artérielle en Europe

Pour votre tranquillité d'esprit : OMRON M7 intelli IT met en évidence les risques de fibrillation auriculaire (AFib), rarement détectée, qui peut mener à un risque plus élevé d'AVC et d'embolie.

Surveillance intelligente de la tension artérielle : mettez à jour automatiquement vos résultats les plus récents sur l'application OMRON connect de votre smartphone, grâce à une connexion Bluetooth, pour avoir vos lectures de tension artérielle à portée de main. Sinon, demandez simplement à Alexa de vous donner les derniers résultats, sans même à avoir à vous servir de votre téléphone.

La façon simple d'obtenir des résultats précis : le brassard unique Intelli Wrap d'OMRON vous donne une mesure de tension artérielle précise dans n'importe quelle position autour du haut du bras. Dites adieu aux placements compliqués L'OMRON M7 intelli IT peut effectuer trois mesures consécutives de tension artérielle à 30 secondes d'intervalle et afficher la moyenne pour une indication précise de votre tension

Vidéo de présentation du tensiomètre bras :

Vidéo du tensiomètre bras M7 Intelli IT d'Omron :

