

Pince de Cheron stérile

Référence 06221



Prix du produit :

29,66 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pince de chéron à usage unique. Cette [pince gynécologique](#) est disponible en version droite.

Description du produit :

Pince de Cheron (longuette) stérile.

Pince porte tampon ou compresse pour la désinfection du col de l'utérus ou pour les soins des plaies. Utilisées pour les petits actes gynécologiques.

Matière première : résine polystyrénique.

Stérilisation: Oxyde éthylène

Emballage: Emballé sous sachet individuel pelable

- Boîte de 25. CE.
- Dispositif de classe I stérile.