

# Divan électrique Vog Vimeu 2 plans Sellerie plate - VOG

Référence 04109+04991



Prix du produit :

**2 553,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Table d'examen électrique disponible en largeurs 67 et 80 cm et en 56 coloris.

Description du produit :

**Divan d'examen électrique pour patient allant jusqu'à 300 kg.**

**CARACTÉRISTIQUES:**

- Table à élévation électrique.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Sellerie plate (40 mm).
- **Equipé de 4 patins** noirs réglables, en polyamide.
- Proclive/déclive sur l'ensemble du divan (+15°/-15°).
- Capot ABS blanc sous l'assise et dossier.
- Dossier réglable par vérin à gaz et proclive/déclive (+65°/-25°) (commande bilatérale).

- Porte rouleau.
- Commande manuelle.
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m<sup>3</sup>.
- Moteur classe II.

## **DIMENSIONS:**

### **Largeur 67 cm**

- H. tout: L. 2000 × l. 670 × H. 510/810 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 670 mm.
- Assise: L. 1300 × l. 670 mm.
- Poids du divan: 80 kg.

### **Largeur 80 cm**

- H. tout: L. 2000 × l. 800 × H. 510/810 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 800 mm.
- Assise: L. 1300 × l. 800 mm.
- Poids du divan: 90 kg.

### Pour les différents modèles :

- Poids supporté: 300 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

**Choisissez la couleur de votre divan médical parmi 56 coloris disponibles :**

# NUANCIERS

## DIABOLO CLUB M1



## GINGKO M1



## URBAN M1



**56 couleurs disponibles.**

[Voir le nuancier des couleurs.](#)

N'oubliez pas d'ajouter la couleur désirée dans la partie "message commande" de votre panier.