

Divan électrique Vimeu 2 plans sellerie plate avec roulettes - VOG

Référence 04111



Prix du produit :

2 650,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

Équipez votre cabinet médical avec nos tables d'examen électriques, déclinées en 2 largeurs et en 56 coloris !

Description du produit :

Divan d'examen équipé d'un vérin électrique pouvant supporter un poids de 300 kg.

CARACTÉRISTIQUES:

- Table à élévation électrique.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Sellerie plate (40 mm).
- **Equipé de roulettes escamotables**
- Proclive/déclive sur l'ensemble du divan (+15°/-15°).
- Capot ABS blanc sous l'assise et dossier.

- Dossier réglable par vérin à gaz et proclive/déclive (+65°/-25°) (commande bilatérale).
- Porte rouleau.
- Commande manuelle.
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m³.
- Moteur classe II.

DIMENSIONS:

Largeur 67 cm

- H. tout: L. 2000 × l. 670 × H. 510/810 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 670 mm.
- Assise: L. 1300 × l. 670 mm.
- Poids du divan: 80 kg.

Largeur 80 cm

- H. tout: L. 2000 × l. 800 × H. 510/810 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 800 mm.
 - Assise: L. 1300 × l. 800 mm.
 - Poids du divan: 90 kg.

Pour les différents modèles :

- Poids supporté: 300 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

Choisissez la couleur de votre divan médical parmi 56 coloris disponibles :

NUANCIERS

DIABOLO CLUB M1



GINGKO M1



URBAN M1



56 couleurs disponibles.

[Voir le nuancier des couleurs.](#)

N'oubliez pas d'ajouter la couleur désirée dans la partie "message commande" de votre panier.