

Divan électrique Vog Caix 2 plans

Référence 01213



Prix du produit :

1 889,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Table d'examen électrique à hauteur variable disponibles en 2 dimensions et 56 coloris pour la sellerie.

Description du produit :

Une table d'examen réglable en hauteur à l'aide d'une pédale.

CARACTÉRISTIQUES:

- Table électrique de 560 à 960 mm.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Carter de protection au niveau du piètement.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
- Dossier réglable par vérin à gaz.
- Porte rouleau.
- Commande au pied.

- Mousse assise et dossier densité 28 kg/m³.
- Moteur classe II.

DIMENSIONS :

Largeur 67 cm

- H. tout: L. 2000 × l. 670 × H. 560/960 mm.
- Dossier: L. 600 × l. 670 mm.
- Assise: L. 1350 × l. 670 mm.
- Poids du divan: 80 kg.

Largeur 80 cm

- H. tout: L. 2000 × l. 800 × H. 560/960 mm.
- Dossier: L. 600 × l. 800 mm.
- Assise: L. 1350 × l. 800 mm.
- Poids du divan: 90 kg.

Pour les différents modèles :

- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

Choisissez la couleur de votre divan médical parmi 56 coloris disponibles :

NUANCIERS

DIABOLO CLUB M1



GINGKO M1



URBAN M1



56 couleurs disponibles.

[Voir le nuancier des couleurs.](#)

N'oubliez pas d'ajouter la couleur désirée dans la partie "message commande" de votre panier.