

# Divan électrique Vog kiné Bobath

Référence 06266+04991

Prix du produit :

**2 386,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Divan d'examen réglable en hauteur grâce à un vérin électrique commandable avec le pied.

Disponible en 2 dimensions et en 56 coloris.



Description du produit :

**Une table d'examen polyvalente pour toutes les professions médicales.**

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Table à élévation électrique de 560 à 960 mm.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
- Mousse assise densité 28 kg/m3.
- Moteur classe II.

**DIMENSIONS :**

**100 cm**

- Hors tt: L. 2000 × l. 1000 × H. 560/960 mm.

- Poids du divan: 100 kg.

### **120 cm**

- Hors tt: L. 2000 × l. 1200 × H. 560/960 mm.

- Poids du divan: 110 kg.

### **200 cm**

- Hors tt: L. 2000 × l. 2000 × H. 560/960 mm.

- Poids du divan: 140 kg.

**Pour la largeur de 200 cm, plateau livré démonté.**

Pour tous les modèles :

- Poids supporté: 220 kg.

- Garantie: 3 ans hors sellerie.

**Choisissez la couleur de votre divan médical parmi 56 coloris disponibles :**

# NUANCIERS

## DIABOLO CLUB M1



## GINGKO M1



## URBAN M1



**56 couleurs disponibles.**

[Voir le nuancier des couleurs.](#)

N'oubliez pas d'ajouter la couleur désirée dans la partie "message commande" de votre panier.