

Divan électrique Vog kiné Bobath

Référence 06266+04991

Prix du produit :

2 433,72 € taxe inclu

Description brève du produit :

Divan d'examen réglable en hauteur grâce à un vérin électrique commandable avec le pied.

Disponible en 2 dimensions et en 56 coloris.



Description du produit :

Une table d'examen polyvalente pour toutes les professions médicales.

CARACTÉRISTIQUES :

- Table à élévation électrique de 560 à 960 mm.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
- Mousse assise densité 28 kg/m3.
- Moteur classe II.

DIMENSIONS :

100 cm

- Hors tt: L. 2000 × l. 1000 × H. 560/960 mm.

- Poids du divan: 100 kg.

120 cm

- Hors tt: L. 2000 × l. 1200 × H. 560/960 mm.

- Poids du divan: 110 kg.

200 cm

- Hors tt: L. 2000 × l. 2000 × H. 560/960 mm.

- Poids du divan: 140 kg.

Pour la largeur de 200 cm, plateau livré démonté.

Pour tous les modèles :

- Poids supporté: 220 kg.

- Garantie: 3 ans hors sellerie.

Choisissez la couleur de votre divan médical parmi 56 coloris disponibles :

NUANCIERS

DIABOLO CLUB M1



GINGKO M1



URBAN M1



56 couleurs disponibles.

[Voir le nuancier des couleurs.](#)

N'oubliez pas d'ajouter la couleur désirée dans la partie "message commande" de votre panier.