

Appuie bras ou jambe polyamide noir - VOG

Référence 06270



Prix du produit :

285,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Description du produit :

CARACTÉRISTIQUES :

- Réglable en hauteur et en inclinaison.
- Piètement polyamide noir.
- Hauteur de 650 à 1000 mm.
- Piètement 5 branches, sur patins ou sur roulettes (à préciser à la commande).
- Gouttière en revêtement PVC.
- Poids: 5 kg.
- Garantie: 3 ans.