

Fauteuil de prélèvement Cayeux

Référence 0067VOG

NOUVEAUTÉ
2018



RÉF. 0068VOG



Prix du produit :

1 045,49 € taxe inclu

Description brève du produit :

Disponibles en 3 modèles : avec dossier inclinable, avec dossier et jambière synchrones ou indépendants.

Description du produit :

Fauteuil de prélèvement pour laboratoires d'analyses.

Fauteuil avec dossier inclinable par vérin à gaz, sur patins :

CARACTÉRISTIQUES:

- Structure bâti rond, époxy blanc.
- Sellerie tendue, épaisseur 120 mm.
- Crochet porte urine.
- Paire de douilles pour porte-sérum.

- Capot abs fixé derrière le dossier.
- Dossier inclinable par vérin à gaz.
- Accotoirs fixes en polyuréthane gris.

DIMENSIONS:

- Dossier: H. 810 × l. 520 mm.
- Assise: P. 450 × l. 520 mm.
- Accotoirs: L. 410 × l. 80 mm.
- Hauteur d'assise : 480 mm.
- Poids du divan: 30 kg.
- Poids supporté: 180 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

Fauteuil synchrone avec jambière par vérin à gaz, sur patins :

CARACTÉRISTIQUES:

- Structure bâti rond, époxy blanc.
- Sellerie tendue, épaisseur 120 mm.
- Crochet porte urine.
- Paire de douilles pour porte-sérum.

- Accoudoirs fixes.
- Capot abs fixé derrière le dossier et la jambière.
- Dossier et jambière synchrones et réglables par vérin à gaz, commande bilatérale.

DIMENSIONS:

- Dossier: H. 810 × l. 520 mm.
- Assise: P. 450 × l. 520 mm.
- Jambière: L. 280 × l. 520 mm.
- Accotoirs: L. 410 × l. 80 mm.
- Hauteur d'assise : 480 mm.
- Poids du divan: 30 kg.
- Poids supporté: 180 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

Fauteuil indépendant de la jambière par vérin à gaz, sur roulettes :

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure bâti rond, époxy blanc.
- Sellerie tendue, épaisseur 120 mm.
- Crochet porte urine.
- Paire de douilles pour porte-sérum.
- Capot abs fixé derrière le dossier et la jambière.

- Dossier et jambière indépendants.
- Dossier réglable par vérin à gaz.
- Jambière réglable par autoblocage mécanique.
- Accotoirs, en PU gris, réglables en hauteur.
- 4 roulettes Ø 100 mm à frein.
- Position totale horizontale.

DIMENSIONS :

- Dossier: H. 810 × l. 520 mm.
- Assise: P. 450 × l. 520 mm.
- Jambière: L. 280 × l. 520 mm.
- Accotoirs: L. 410 × l. 80 mm.
- Hauteur d'assise : 480 mm.
- Poids du divan: 30 kg.
- Poids supporté: 180 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

Choisissez la couleur de votre divan médical parmi 56 coloris disponibles :

COLORIS :

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN](#)

[VOG](#)

Prix affiché avec éco-participation de 1.05 €HT Réf 0067VOG, 2.10€HT Réf. 0068VOG, 0069VOG, 0070VOG