

# Fauteuil de prélèvement Cayeux

Référence 0067VOG

NOUVEAUTÉ  
2018



Prix du produit :

**1 024,99 € taxe inclu**



RÉF. 0068VOG

## Description brève du produit :

Disponibles en 3 modèles : avec dossier inclinable, avec dossier et jambière synchrones ou indépendants.

## Description du produit :

**Fauteuil de prélèvement pour laboratoires d'analyses.**

**Fauteuil avec dossier inclinable par vérin à gaz, sur patins :**

## CARACTÉRISTIQUES:

- Structure bâti rond, époxy blanc.
- Sellerie tendue, épaisseur 120 mm.
- Crochet porte urine.
- Paire de douilles pour porte-sérum.

- Capot abs fixé derrière le dossier.
- Dossier inclinable par vérin à gaz.
- Accotoirs fixes en polyuréthane gris.

#### **DIMENSIONS:**

- Dossier: H. 810 x l. 520 mm.
- Assise: P. 450 x l. 520 mm.
- Accotoirs: L. 410 x l. 80 mm.
- Hauteur d'assise : 480 mm.
- Poids du divan: 30 kg.
- Poids supporté: 180 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

#### **Fauteuil synchrone avec jambière par vérin à gaz, sur patins :**

#### **CARACTÉRISTIQUES:**

- Structure bâti rond, époxy blanc.
- Sellerie tendue, épaisseur 120 mm.
- Crochet porte urine.
- Paire de douilles pour porte-sérum.

- Accoudoirs fixes.
- Capot abs fixé derrière le dossier et la jambière.
- Dossier et jambière synchrones et réglables par vérin à gaz, commande bilatérale.

#### **DIMENSIONS:**

- Dossier: H. 810 x l. 520 mm.
- Assise: P. 450 x l. 520 mm.
- Jambière: L. 280 x l. 520 mm.
- Accotoirs: L. 410 x l. 80 mm.
- Hauteur d'assise : 480 mm.
- Poids du divan: 30 kg.
- Poids supporté: 180 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

#### **Fauteuil indépendant de la jambière par vérin à gaz, sur roulettes :**

#### **CARACTÉRISTIQUES :**

- Structure bâti rond, époxy blanc.
- Sellerie tendue, épaisseur 120 mm.
- Crochet porte urine.
- Paire de douilles pour porte-sérum.
- Capot abs fixé derrière le dossier et la jambière.

- Dossier et jambière indépendants.
- Dossier réglable par vérin à gaz.
- Jambière réglable par autoblocage mécanique.
- Accotoirs, en PU gris, réglables en hauteur.
- 4 roulettes Ø 100 mm à frein.
- Position totale horizontale.

#### **DIMENSIONS :**

- Dossier: H. 810 × l. 520 mm.
- Assise: P. 450 × l. 520 mm.
- Jambière: L. 280 × l. 520 mm.
- Accotoirs: L. 410 × l. 80 mm.
- Hauteur d'assise : 480 mm.
- Poids du divan: 30 kg.
- Poids supporté: 180 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

**Choisissez la couleur de votre divan médical parmi 56 coloris disponibles :**

#### ***COLORIS :***

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

**[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN](#)**

---

VOG



*Prix affiché avec éco-participation de 1.05 €HT Réf 0067VOG, 2.10€HT Réf. 0068VOG, 0069VOG, 0070VOG*