

Otoscope Luxascope Auris LED

Référence 06281



Prix du produit :

78,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Son format de poche permet de l'emmener partout avec soi. Équipé d'un éclairage 6 LED concentriques et d'un variateur d'intensité. Loupe grossissant 3 fois ! Disponible en noir, gris, bleu et blanc.

Description du produit :

Un otoscope économique toujours à portée de main.

S'utilise avec des spéculums jetable de taille 2.5 mm ou 4 mm.

Il est équipé de 6 leds offrant une grande luminosité et possédant une très longues durée de vie (100 000 heures en utilisation intensive)

Disposition concentrique des leds (système breveté).

Caractéristiques techniques de l'[otoscope](#) Luxascope Auris LED

- . Eclairage 6 LEDs concentriques breveté
- . Champ de vision non limité
- . Fonctionnalité non affectée en cas d'arrêt d'une LED
- . **Durée de vie des LEDs : environ 100.000 heures** en utilisation intensive
- . Intensité d'éclairage : env. 10.000 Lux
- . Température de couleur : env. 4000 K
- . Arrêt automatique après 3 minutes de non activité
- . Tête au design optimisé

. **Loupe grossissant 3 fois avec fonction verrouillage**

- . Poignée aluminium et fibre de verre
- . Bouton poussoir on/off électronique

Livré avec :

2 piles alcaline AAA

10 spéculum jetables 2.5 mm gris

10 spéculum jetables 4.0 mm gris

Garantie 2 ans. CE.

**GARANTIE
2ans**



Vidéo de présentations de l'otoscope LUXAMED AURIS LED