

Électrocardiographe 6 pistes EGG KALAMED

Référence 06286



Prix du produit :

2 286,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Compact, Cet électrocardiographe de repos portable et autonome permet de d'enregistrer le rythme cardiaque sur 6 canaux (mémoire interne 250 ECG). Imprimante intégrée. Son écran large et tactile facilite la lecture et la manipulation de l'appareil. Modes disponibles : auto, manuel ou rythme.

Ce produit n'est plus disponible [Veuillez consulter notre gamme d'ECG](#)

Description du produit :

[Veuillez consultez notre gamme d'ECG](#)

Un électrocardiographe simple, portable et autonome !

Cet ECG 6 canaux est équipé d'un menu qui permet de naviguer facilement dans les différentes options et configurations. Sa taille compact et sa batterie garantissant une autonomie de 2 heures, lui permet d'être transportable et utilisable pour le suivi des patients à leur domicile.

Plusieurs options et accessoires sont disponibles pour compléter l'électrocardiographe et accroître les fonctionnalités.

Caractéristiques générales

- 12 dérivations simultanées.

- Alimentation secteur/batterie.
- Écran LCD couleur tactile, 6 pouces (12 dérivations).
- Imprimante thermique – Nombre de canaux : 6, 3, 3+, 3+++
- Touche « Gel du tracé »
- Clavier Alphanumérique
- Facile à manipuler avec son écran tactile, menu d'aide à l'utilisation.
- Modes : automatique, manuel, rythme (1 mn avec analyse de l'intervalle RR).
- Calcul des paramètres automatique.
- Aide à l'interprétation en option (upgradable), réf. KEI-301.
- Mémoire interne de 180 tracés ECG, 10 000 avec la carte SD (option)
- Poignée de transport intégrée.
- Connectique : USB, réseau (pour upgrade), RS232
- Logiciel de transfert vers PC en option, export direct en différents formats.

Caractéristiques techniques

Sensibilité : Auto, 2.5, 5, 10, 20, 40 (mm / mV) \pm 5 %

Vitesse : 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 mm/s \pm 3 %

Filtre EMG : 25 / 45 Hz - Filtre anti dérive

Fréquence de réponse : 0,05 Hz~165 Hz

Résolution écran : 640 x 480

Mode d'impression : Peigne thermique

Batterie au Lithium : Autonomie 2 h

Largeur papier : 112 mm (rouleau)

Dimensions : 345 mm x 300 mm x 80 mm

Poids complet : 2,5 kg (avec batterie et alimentation secteur)

Livré avec : câble patient fiches bananes, 4 pinces membres, 6 poires précordiales.