


Seringues à insuline Insumed 0,3 ml avec aiguilles

Référence 06302



Prix du produit :

5,09 € taxe inclu

Description brève du produit :

Boîte de 30 [seringues](#) INSUMED idéales pour les injections d'insuline sans douleur grâce à son aiguille PIC.

Seringues 0.3 ml avec aiguilles 31G (8x0.25 mm)

Description du produit :

Seringues pour les injections d'insuline.

Instrument idéal pour une thérapie à base d'injections classiques d'insuline, les seringues INSUMED sont dotées de l'aiguille Pic Solution exclusive, pour une injection véritablement indolore.

Chaque emballage dispose d'une loupe pour augmenter la lisibilité de la graduation et permettre un dosage plus facile et précis.

Les seringues INSUMED sont stériles et jetables. Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Échelle graduée facile à lire et durable.

0,3 ml : échelle graduée avec demi-unité

Seringues 0,3 ml avec aiguilles 31G (8x0.25 mm)

Boite de 30

Tableau de la norme NF EN ISO 6009 qui définit un code couleur pour identifier les aiguilles hypodermiques à usage unique. Pour chaque code couleur est attribuée une gauge (de 18G à 30G) ainsi qu'un diamètre. Ce tableau est une aide pour le choix de l'aiguille la plus adaptée à votre pratique médicale, voici le tableau récapitulatif :