

# MoliCare® Premium Elastic 8 gouttes Hartmann

Référence 05999



Prix du produit :

**22,22 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Change complet pour hommes et femmes adultes. Disponibles en tailles M et L. Ces protections s'adaptent à toutes les morphologies.

Description du produit :

## Nouveau change complet plus facile à utiliser et plus rapide à poser

Très confortable grâce à ses 2 ailes élastiquées et 2 adhésifs extra-larges et multi-repositionnables, il s'adapte à toutes les morphologies et procure un meilleur confort de vie à la personne incontinente ainsi qu'à l'aidant.

Possède un triple coussin absorbant "Dry Plus", des barrières anti-fuites hydrophobes incurvées, d'un voile externe intraversable en non tissé au toucher textile avec indicateur d'humidité pour l'incontinence sévère, urinaires et/ou fécale.

Change complet constitué d'un triple coussin absorbant "Dry Plus", de 2 ailes latérales élastiquées, de 2 adhésifs extra-larges multi repositionnables, de barrières fécales anti-fuites hydrophobes, incurvées et intégrales et d'un voile externe en nontissé doté d'un indicateur d'humidité.

Les 2 ailes latérales élastiquées s'ajustent naturellement à la morphologie du patient grâce à son effet gainant et l'accompagne dans tous ses mouvements.

La structure auto-agrippante des 2 attaches adhésives extra-larges permet de repositionner le change plusieurs fois tout en assurant une fixation parfaite.

Le voile externe en nontissé au toucher textile, souple, doux et intraversable, assure confort et sécurité au patient.

Protection active de la peau Le triple coussin absorbant exclusif Hartmann comporte un coussin diffuseur au pH 5,5, neutre à la peau, qui aide à préserver le pH physiologique de la peau.

Testé sous contrôle dermatologique.

Hypoallergénique : les matériaux utilisés permettent de réduire considérablement le risque de réactions allergiques.

### **Composition des changes pour adultes :**

- Un nontissé externe, hydrophile, recouvre la zone absorbante.
- Un nontissé hydrophobe, dans lequel sont insérés les élastiques type lycra faisant office de barrières fécales anti-fuites incurvées et intégrales.
- Un coussin absorbant constitué de cellulose défibrée, de superabsorbant et d'un coussin diffuseur garantissant une diffusion rapide des urines et un effet garde au sec.
- Un voile externe intraversable en nontissé au toucher textile.

La taille du change est indiquée par la lettre et le nombre de traits imprimés sur le voile externe (S/1 = Small, M/2 = Medium, L/3 = Large, XL/4 = Extra Large).

- Un indicateur d'humidité (virant au pH de l'urine) indiquant progressivement le degré de saturation du change.
- 2 x 3 élastiques souples (qualité fils lycra) assurant une parfaite étanchéité.
- 2 adhésifs extra-larges auto-agrippants multi-repositionnables.
- 2 ailes latérales élastiquées qui épousent la morphologie.

### **Changes complets disponibles en 3 tailles :**

Réf. 05999 - Taille M (38-48) tour de taille 80-120 cm paquet de 26

Réf. 06000 - Taille L (48-60) tour de taille 110-150 cm paquet de 24

Réf. 06861 - Taille XL paquet de 14