

Doppler Edan Sonotrax Basic A

Référence 06337



Prix du produit :

222,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Format de poche, pratique pour l'emporter partout avec vous. Ce **doppler** est équipé d'un écran rétro éclairé affichant le rythme cardiaque du bébé et d'un connecteur pour l'écoute externe. **Autonomie de la batterie d'environ 18h !**

Description du produit :

Doppler ultrasonique pour l'écoute de la fréquence cardiaque et du cœur fœtal

- Fourni avec une sonde étanche interchangeable de 2 MHz
- Muni d'un écran digital LCD rétro-éclairé
- Détection et identification de la sonde utilisée
- Possibilité de changement de 3 modes d'utilisation
- Peut s'utiliser en [Doppler fœtal](#) grâce à la sonde interchangeable
- Muni d'une sortie pour écouteurs externes
- Détection et indication de batterie faible
- Autonomie de fonctionnement d'environ 18 h en continu
- Validation clinique et Agrément Médical CE
- Fourni avec trousse de transport, sonde de 2 Mhz et pile alcaline de 9 V

Garantie 2 ans. CE.

Accessoires :



SONDE 3 MHZ



SONDE 8 MHZ