

Lampe stylo Luxamed LED

Référence 06371

Prix du produit :

11,21 € taxe inclu



Description brève du produit :

Lampe stylo LED à emener partout avec soi, idéal pour le diagnostic de l'œil. Ampoule à LED permettant une utilisation intensive. Longue durée de vie. Garantie 2 ans. Disponible en 4 coloris.

Description du produit :

Une lampe stylo économique et durable pour le diagnostic de l'œil

Lampe-stylo led de qualité supérieure pour le diagnostic médical.

Connecteur sur l'agrafe.

Ampoule LED autorisée et approuvée pour le diagnostic de l'œil.

Caractéristiques techniques :

Ampoule LED 3,0 V.

Durée de vie de l'ampoule LED : 100 000 h en utilisation intensive.

Intensité lumineuse : 20 000 – 25 000 mcd (mili candela) – 5 lm (lumen)

Poids : 31,5 g.

Fonctionne avec 2 piles AAA fournies.

Fabriquée en Allemagne. Garantie : 2 ans

Durée de vie de l'ampoule
100 000 h en utilisation intensive

Disponible en 4 coloris

